
SILK'N

Soins corps et visage FACETITE RITUAL

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur https://sav.darty.com

Silk'n™
Beautiful Technology

FaceTite

H2111 / H2112



- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DEL USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR
- GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE PER L'UTENTE
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- DA BRUGERMANUAL

Silk'n FaceTite




Table des matières

FR

1. Mises en garde et contre-indications 41

2. Signes et symboles 46

3. Dispositifs de sécurité 46

4. Paramètres et commandes de l'appareil 47

5. En savoir plus sur votre Silk'n FaceTite 48

5.1 Contenu du paquet 48

5.2 Composants de l'appareil 48

5.3 Description de l'appareil 48

5.4 Usage prévu 49

5.5 Lecture et conservation du mode d'emploi 49

6. Silk'n FaceTite séances 50

6.1 Zones de traitement 50

6.2 Protocole d'utilisation 51

7. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n FaceTite 52

8. Lancez-vous ! 53

8.1 Avant la première utilisation 53

8.2 Les étapes de la séance 53

9. Nettoyage et entretien 55

10. Stockage 56

11. Dépannage 56

12. Consommables 57

13. Service à la clientèle 57

14. Garantie 57

15. Élimination 58

16. Caractéristiques techniques 58

17. Mentions légales 59

1. Mises en garde et contre-indications



Déclaration ou événement indiquant un danger, un problème ou toute autre situation néfaste, potentiels ou imminents, lors de l'utilisation de l'appareil.



Mises en garde concernant l'électricité et la sécurité

- Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Ne tentez pas de réparer ou d'ouvrir les éléments scellés de l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.
- Ne pas poser l'appareil ou l'adaptateur dans un endroit où il risque de tomber ou d'être précipité dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil et l'adaptateur ne sont pas résistants à l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil ou l'adaptateur s'ils sont tombés dans l'eau. Avant de récupérer l'un ou l'autre, veuillez les débrancher immédiatement. Le fait de ne pas débrancher l'appareil / l'adaptateur peut entraîner un choc électrique !

- N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, ne semble pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Le cas échéant, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- Ne nettoyez pas l'appareil ni aucune autre pièce en les passant au lave-vaisselle.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage, ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.

- Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ! La loi exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.



Contre-indications

L'appareil, y compris tous ses composants, ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants âgés de moins de 18 ans, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ou les personnes qui ne comprennent pas les risques encourus.

Ne pas utiliser si vous :

- portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps ;
- présentez des troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes ;

- en cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques ;
- avez des antécédents récents ou souffrez d'une maladie cancéreuse ou de grains de beauté pré-malins ;
- avez subi une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, dans la zone traitée au cours des 3 mois précédant la séance ;
- souffrez d'épilepsie ;
- avez une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, ou lupus, etc. ;
- êtes enceinte ou allaitez.

Ne pas appliquer sur les zones qui ont :

- un implant permanent tel que des plaques métalliques et des vis, des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés ;
- un eczéma actif, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète) ;

- subi des traumatismes ou des lésions cutanées ;
- été exposées au soleil sans protection (attendre 24h) ; pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours.

Consultez votre médecin si vous avez :

- une couperose ou rosacée ;
- des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex récurrent, au niveau de la zone de traitement. Si tel est le cas, vous pourrez uniquement subir un traitement en suivant un régime prophylactique ;
- une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des 3 derniers mois, ou des zones sujettes à des malignités dermiques ;
- utilisé des corticostéroïdes au cours des 3 mois précédant la séance ;
- utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois ;
- toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

2. Signes et symboles

	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
CE	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
IP32	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets, tels que les doigts, et les gouttes d'eau.
	N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

FR

3. Dispositifs de sécurité

Silk'n FaceTite protège votre peau contre la surchauffe et possède les dispositifs de sécurité suivants :

- **Capteur et stabilisateur thermiques :** ces dispositifs mesurent la température de la peau, stabilisent l'énergie thermique et empêchent la surchauffe. Lorsque la température de la peau atteint 42 à 43 °C, le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température cutanée ait suffisamment diminué pour que le stabilisateur puisse se remettre à chauffer.

◉ **Capteur de mouvement :** Silk'n FaceTite n'émet de la chaleur RF que lorsque vous faites glisser l'appareil sur votre peau. Si vous maintenez l'appareil sur une partie du visage pendant trop longtemps, l'appareil cesse automatiquement d'émettre de la chaleur. Il s'agit d'un dispositif de sécurité.

4. Paramètres et commandes de l'appareil

Bouton	Action	Fonction / Mode
N/A	L'appareil se branche sur l'alimentation électrique par l'intermédiaire de **l'adaptateur** (#6).	Mode veille Les 5 **voyants indicateurs de puissance** (#3) s'allument les uns après les autres de façon continue.
Bouton de commande (#4) 	Appuyer x 1	Puissance 1 - 1 voyant allumé
	Appuyer x 2	Puissance 2 - 2 voyants allumés
	Appuyer x 3	Puissance 3 - 3 voyants allumés
	Appuyer x 4	Puissance 4 - 4 voyants allumés
	Appuyer x 5	Puissance 5 - 5 voyants allumés
	Appuyer x 6	Retourne au niveau 1
	Appui long	Retourne en mode veille
Voyants indicateurs de puissance (#3) 	Automatique-ment allumés afin de montrer la puissance sélectionnée.	Chaque voyant correspond à une puissance différente. La puissance 1 est la puissance le plus faible et la puissance 5 est la plus élevée.

5. En savoir plus sur votre Silk'n FaceTite

5.1 Contenu du paquet

- L'appareil Silk'n FaceTite
- Adaptateur
- Silk'n Slider Gel
- Étui de rangement
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

5.2 Composants de l'appareil

L'appareil a une **surface de traitement** (#1), dotée de trois **électrodes** (#2) et d'un **bouton de commande** (#4) avec **voyants indicateurs de puissance** (#3).

Veuillez vous reporter à l'illustration à la page (i), au début de ce mode d'emploi, pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Surface de traitement (#1)
- 3 électrodes métalliques (#2)
- 5 voyants indicateurs de puissance (#3)
- Bouton de commande (#4)
- Prise de l'appareil (#5)
- Adaptateur avec câble (#6)

5.3 Description de l'appareil

Silk'n FaceTite est un appareil de soin anti-âge du visage qui utilise la technologie HT™. Cette technologie combine trois types d'énergie : l'énergie thermique infrarouge (IR) qui affecte la couche supérieure de la peau afin d'améliorer sa texture, l'énergie lumineuse LED qui pénètre dans le derme pour le rajeunir et restaurer le collagène, et l'énergie de radiofréquence bipolaire (Bi-Polar RF) qui pénètre en profondeur dans la couche adipeuse sous-cutanée pour raffermir les tissus profonds et réduire les rides.

5.4 Usage prévu

Silk'n FaceTite est conçu pour améliorer la texture de la peau, raffermir la peau, restaurer le collagène et réduire les rides.

L'appareil est prévu pour un auto-traitement uniquement. Il est prévu pour une utilisation privée à domicile et n'est pas adapté à des fins commerciales. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme impropre et risque d'entraîner des dommages matériels ou corporels.

Le fabricant ou le concessionnaire ne sauraient être tenus responsables des dommages ou blessures subis en raison d'une utilisation impropre ou incorrecte. Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu.

5.5 Lecture et conservation du mode d'emploi

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.


Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

6. Silk'n FaceTite séances

6.1 Zones de traitement

Il y a 6 zones de traitement pour le visage et le cou.

FR




Zone de traitement	Objectif
Front, à l'exclusion des sourcils	Raffermissement de la peau
Joue gauche, y compris la zone située à côté et en dessous de l'œil	Traitement des ridules et augmentation du volume
Joue droite, y compris la zone située à côté et en dessous de l'œil	
Lèvre supérieure, y compris le sillon naso-génien	Raffermissement et élimination des rides
Menton, y compris la mâchoire	Raffermissement et modelage de l'ovale du visage
Cou	Lissage de la peau

6.2 Protocole d'utilisation

Traitez chaque zone séparément pendant 15 minutes. Vous pouvez traiter autant de zones que vous le souhaitez en une seule séance.


Pour une efficacité maximale, nous vous conseillons d'observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous de disposer d'une quantité suffisante de gel sur la **surface de traitement** (#1) à tout moment au cours de la séance.
- Ne laissez pas l'appareil sur un seul endroit de la peau. Déplacez-le continuellement afin de couvrir toute la zone de traitement. Cela permettra d'éviter de surchauffer la zone de traitement et réduira la possibilité d'un effet indésirable.
- Veillez à ce que les 3 **électrodes** (#2) soient toujours en contact direct avec la peau.
- Si la puissance provoque une sensation d'inconfort, réduisez-la jusqu'à un niveau qui soit confortable pour vous.
- Modifiez uniquement la puissance lorsque la **surface de traitement** (#1) **n'est pas** en contact avec la peau.
- Traitez chaque zone pendant au moins 10 minutes à la puissance 5.



FR

- Utilisez l'appareil à raison de 2 séances par semaine pendant 10 semaines. Vous commencerez à observer des résultats visibles au bout de 5 semaines / 10 séances.



- Après cela, réalisez une séance une fois toutes les 2 semaines pour maintenir les résultats.

7. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n FaceTite

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

- Les œdèmes excessifs (gonflement) et les érythèmes (rougeur) sont des réactions rares au traitement qui dans la plupart des cas se résorbent en quelques jours. Si ces signes apparaissent, utilisez immédiatement un linge frais et humide pour refroidir la zone affectée pendant au moins 10 minutes et appliquez une crème anti-brûlure.

- Dans certains cas rares, l'utilisateur peut présenter une dilatation des capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs transitoires pendant quelques jours. Certains capillaires peuvent également présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Si ces signes apparaissent, nous vous recommandons de rafraîchir immédiatement la zone concernée avec de l'eau glacée.

Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants, y compris des douleurs, des rougeurs cutanées, des gonflements ou une sensation de brûlure.

8. Lancez-vous !

8.1 Avant la première utilisation

- Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez que tous les composants sont présents.
- En cas d'articles manquants ou d'aspect endommagé, contactez le service à la clientèle.
- Avant la première utilisation, retirez le film protecteur qui recouvre les électrodes.

8.2 Les étapes de la séance

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Retirez le film protecteur de la **surface de traitement** (#1).
3. Branchez le cordon de **l'adaptateur** (#6) sur la **prise de l'appareil** (#5). Ensuite, branchez **l'adaptateur** (#6) sur l'alimentation de secteur. Les 5 **voyants indicateurs de puissance** (#3) s'allument les uns après les autres de façon continue. L'appareil se trouve désormais en mode veille.
4. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une peau propre et sèche et libre de bijoux.
5. Appuyez sur le **bouton de commande** (#4). L'appareil démarre automatiquement à la puissance 1 et un **voyant indicateur de puissance** (#3) est allumé.
6. Appliquez une petite quantité de Silk'n Slider Gel à la **surface de traitement** (#1).



Le Silk'n Slider Gel (ou n'importe quel autre gel transparent à base d'eau) rend les mouvements de la **surface de traitement** (#1) plus lisses sur la peau et assure une bonne conductivité. **Afin de garantir une séance sûre et efficace**, **commencez toujours par appliquer du Silk'n Slider Gel**, **et appliquez-en davantage au besoin**.

7. Avec la puissance 1, placez l'appareil sur la zone que vous souhaitez traiter et vérifiez qu'il est bien en contact avec la peau. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur.
8. Déplacez l'appareil en effectuant de légers mouvements linéaires, tel un massage, sur toute la zone que vous souhaitez traiter. Progressez lentement et avec précaution. Continuez à déplacer l'appareil en vous assurant que les 3 **électrodes** (#2) restent bien en contact avec la peau à mesure que vous traitez la zone.
9. Augmentez la puissance progressivement, en appuyant sur le **bouton de commande** (#4). Les meilleurs résultats s'obtiennent en utilisant la puissance la plus élevée, mais il est important que vous choisissiez la puissance qui vous paraît la plus confortable.
10. En déplaçant continuellement l'appareil, traitez la zone pendant une durée totale d'au moins 15 minutes. Vous ressentirez une augmentation de la température de la peau à mesure que vous augmenterez la puissance. Au cours de la séance, votre peau deviendra un peu rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.



Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

11. Après votre séance, appuyez longuement sur le **bouton de commande** (#4) afin de faire passer l'appareil en mode veille.
12. Retirez toute trace résiduelle de Silk'n Slider Gel, puis rincez-vous la peau à l'eau tiède. Séchez la peau avec une serviette et appliquez une crème de visage afin de l'apaiser et de l'hydrater.

9. Nettoyage et entretien

Nettoyez le Silk'n FaceTite après chaque séance.



N'immergez jamais l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.

- Mettez l'appareil en mode veille avant de le débrancher.
- Utilisez des serviettes de papier absorbant (telles que du papier hygiénique ou des lingettes) pour retirer les traces résiduelles de gel de la **surface de traitement** (#1). Vérifiez que vous avez bien nettoyé toute trace de gel afin que le gel ne se solidifie pas et n'endommage pas l'appareil.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer l'appareil et la **surface de traitement** (#1). Vous pouvez utiliser des liquides de nettoyage contenant un maximum de 70 % d'alcool, mais n'utilisez jamais d'acétone ou de liquides abrasifs qui endommageraient l'appareil.
- Pour finir, séchez l'appareil ainsi que la **surface de traitement** (#1) en les essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec.

10. Stockage

Après le nettoyage, nous vous conseillons de conserver l'appareil dans sa boîte d'origine. Assurez-vous que l'appareil soit complètement sec avant de le mettre en stockage.

11. Dépannage

FR

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
L'appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que **l'adaptateur** (#6) est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans une prise électrique et que vous avez appuyé sur le **bouton de commande** (#4).
Je ne ressens aucune chaleur venant de l'appareil, alors que j'ai bien appuyé sur le **bouton de commande** (#4).	La chaleur sera émise uniquement si la **surface de traitement** (#1) est en contact direct avec la peau et si vous avez appliqué suffisamment de gel avant et pendant votre séance. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Le gel est essentiel au fonctionnement de l'appareil.
Un ou plusieurs voyants lumineux clignotent.	L'appareil a mal fonctionné. Veuillez débrancher l'appareil et le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en veille.	Appuyez à nouveau sur le **bouton de commande** (#4) pour redémarrer l'appareil.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

12. Consommables

Vous pouvez acheter plus de Silk'n Slider Gel sur notre site internet : www.silkn.eu.

13. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantie

Veuillez consulter la brochure de garantie du produit concerné pour obtenir des informations complètes.

15. Élimination

L'emballage : mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.

L'appareil : ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

FR

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

16. Caractéristiques techniques

Modèle		H2111 / H2112
Technologie		Home Tightening™ (HT™, « Raffermissement à domicile »)
Voyant rouge indicateur de la longueur d'onde		620 nm ± 20nm
Longueur d'onde IR		850 nm ± 20nm
Radio fréquence		1 MHz ± 30 % ; 12W max
Fonctionnement et sécurité		Stabilisateur thermique empêchant la surchauffe de la peau
Poids du système		125g
Température	Fonctionnement	10 à 35°C
	Stockage	-40 à 70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75%HR
	Stockage	10 à 90%HR

Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060hPa
	Stockage	500 à 1060hPa
Modèle d'adaptateur		KSA24A1200150HE
- Entrée		100-240V ; 50-60Hz ; 0,5A
- Sortie		12Vcc ; 1,5A

17. Mentions légales

Droit d'auteur 2019 © Home Skinovations Ltd. Tous droits réservés.

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.



HomeSkinovations™

www.silkn.eu • info@silkn.eu
Invention Works B.V.
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands